

		Laboratoire	Réf.: M1-FT-ORAL-01 – V21
Fiche Technique DELAI D'AJOUT D'UN EXAMEN			
Date d'application : 11/12/2023 Version : 21 Nombre de pages : 5 Nombre d'exemplaires : Aptio, Accueil, Réception + 2 CS (GDE)	Rédacteur	HERAN JENNIFER	14/11/2023
	Contrôleur	CRESPIN MALVINA	29/11/2023
	Approbateur	VERMÉE QUENTIN	04/12/2023

DESCRIPTIF

Définitions :

Nature échantillon biologique : Accepté au laboratoire selon le guide des examens informatisé.

Délai d'ajout de l'examen : Le temps indiqué tient compte de la stabilité de l'analyte dans les conditions de conservation appliquées au laboratoire (température, lumière, nature de l'anticoagulant...) et du temps de conservation des tubes au laboratoire Cf. [M3-FT-CD-01](#). Il est calculé par rapport à l'heure de prélèvement sauf mention contraire.

ATTENTION, les examens marqués d'une étoile * génèrent une sérothèque conservée 1 an. En cas de demande d'ajout vérifier si le tube a déjà été congelé en sérothèque. Si c'est le cas, remplir le formulaire [M1-FOR-ORG-04](#) et vérifier sur ce document la stabilité en sérothèque de l'analyte concerné.

1. EXAMENS REALISES SUR ATELLICA

Sources documentaires : cf étude bibliographique dans Srv-stk1, 007 Documentation externe, 7.5 Bibliographie

1.1. Examens sanguins (par ordre alphabétique de code Inlog)

Code Inlog Bilan	Code Inlog Isolé	Libellé examen	Echantillon biologique	Délai d'ajout de l'examen (tube centrifugé)
/	ACE	ACE*	Sérum	48h
HBV	ACHBC	Ac anti HBc *	Sérum	7j
HBV	ACHBS	Ac anti HBs*	Sérum	7j
/	AFP2	AFP*	Sérum	48h
HBV	AGHBS	Ag HBs*	Sérum	7j
/	ALAT	ALAT	Plasma hépariné	18h
/	AMH	Hormone Anti Müllerienne	Sérum	5j
/	AMY	Amylase	Plasma hépariné	24h
/	ASAT	ASAT	Plasma hépariné	24h
/	AU	Acide urique	Plasma hépariné	24h
/	B12VIT	Vitamine B12	Sérum	48h
/	B2M	Beta2 microglobuline	Sérum	3j
/	BI	Bilirubine totale	Plasma hépariné	24h
/	BICO	Bilirubine conjuguée	Plasma hépariné	24h
/	BNP	Nt proBNP	Plasma hépariné	48h
/	BW	Syphilis*	Sérum	7j
/	CA	Calcium	Plasma hépariné	18h
/	CA125	CA 125*	Sérum	48h
/	CA153	CA15-3*	Sérum	48h
/	CA199	CA19-9*	Sérum	48h
/	CHO	Cholestérol	Plasma hépariné	24h
/	CK	CK	Plasma hépariné	24h
/	CL	Chlorures	Plasma hépariné	5h
/	COR	Cortisol	Sérum	48h
/	CMV	CMV IgG	Sérum	7j

Code Inlog Bilan	Code Inlog Isolé	Libellé examen	Echantillon biologique	Délai d'ajout de l'examen (tube centrifugé)
/	CMV	CMV IgM	Sérum	7j
/	CRE	Créatinine	Plasma hépariné	24h
/	CRP	CRP	Plasma hépariné	3j
/	E2	Estradiol	Sérum	48h
EBV	EBNA G	Ac anti EBNA IgG	Sérum	5j
/	FE	Fer	Plasma hépariné	22h
/	FERR	Ferritine	Plasma hépariné	8h
/	FOLATE	Folates = Vitamine B9	Sérum	48h
/	FSH	FSH	Sérum	48h
/	G	Glucose	Plasma hépariné	Impossible
/	GR	Glucose	Plasma fluoro-oxalaté	24h
/	GGT	GGT	Plasma hépariné	23h
HAV	HAVT	Ac anti HAV totaux (dont IgG)	Sérum	7j
HAV	HAVM	Ac anti HAV IgM	Sérum	7j
/	HCG	HCG*	Sérum	48h
/	HCV	HCV*	Sérum	7j
/	HDL1	HDL cholestérol	Plasma hépariné	24h
/	HIV	HIV*	Sérum	14j
/	HPT1	Haptoglobine	Sérum	24h
AMIK	IABAKN	Amikacine	Sérum	24h
GENT	IABGM	Gentamicine	Sérum	48h
VANC	IABVA	Vancomycine	Sérum	48h
/	IGA	IgA	Sérum	7j
/	IGG	IgG	Sérum	7j
/	IGM	IgM	Sérum	7j
/	K	Potassium	Plasma hépariné	5h
/	LDH	LDH	Plasma hépariné	Impossible
/	LH	LH	Sérum	48h
/	LIP	Lipase	Plasma hépariné	24h
/	METHO	Méthotrexate	Plasma hépariné	5h
/	MG	Magnésium	Plasma hépariné	24h
/	NA	Sodium	Plasma hépariné	5h
/	ORO1	Orosomucoïde = alpha 1 glycoprotéine acide	Sérum	3j
/	P	Phosphore	Plasma hépariné	20h
/	PAB1	Préalbumine	Sérum	2j
/	PAL	PAL	Plasma hépariné	24h
/	PCT	Procalcitonine	Plasma hépariné	24h
/	PG	Progestérone	Sérum	48h
/	PRL	Prolactine	Sérum	48h
/	PSA	PSA totale*	Sérum	48h
/	PSAL	PSA libre*	Sérum	48h
/	PT	Protides	Plasma hépariné	24h
/	PTS	Protides	Sérum	3j
/	PTH	PTH	Sérum	8h
/	RA	Réserve alcaline= bicarbonates	Plasma hépariné	Impossible
/	RUB1	Sérologie rubéole	Sérum	48h
/	SA	Sérum albumine	Plasma hépariné	3j
/	SCC	Squamous Cell Carcinoma	Sérum	24h
/	T3	T3	Sérum	48h
/	T4	T4	Sérum	48h

	DELAI D'AJOUT D'UN EXAMEN	Réf.: M1-FT-ORAL-01 – V21
--	----------------------------------	---------------------------

Code Inlog Bilan	Code Inlog Isolé	Libellé examen	Echantillon biologique	Délai d'ajout de l'examen (tube centrifugé)
/	TF	Transferrine	Plasma hépariné	3j
/	TG	Triglycérides	Plasma hépariné	3j
TGTPO	TGAC	Ac anti Thyroglobuline	Sérum	7j
/	TNIHS	Troponine I	Plasma hépariné	5h
/	TOXO1	Toxoplasmose IgG	Sérum	7j
/	TOXO1	Toxoplasmose IgM	Sérum	7j
TGTPO	TPOAG	Ac anti Thyroperoxydase	Sérum	7j
/	TSH	TSH	Sérum	48h
/	U	Urée	Plasma hépariné	24h
EBV	VCAG	Ac anti VCA IgG	Sérum	5j
EBV	VCAM	Ac anti VCA IgM	Sérum	48h
/	VITDT	Vitamine D	Sérum	7j

1.2. Examens urinaires

Pour les urines de 24h, temps à partir du premier recueil.

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Acide urique	Urines des 24h	Impossible
	Urines de miction	Impossible
Albumine (microalbuminurie)	Urines des 24h	48h
	Urines de miction	72h
Calcium	Urines des 24h	Impossible
	Urines de miction	Impossible
Créatinine	Urines des 24h	48h
	Urines de miction	72h
Glucose	Urines des 24h	Impossible
	Urines de miction	Impossible
Ionogramme	Urines des 24h	48h
	Urines de miction	72h
Phosphore	Urines des 24h	Impossible
	Urines de miction	Impossible
Protéines	Urines des 24h	48h
	Urines de miction	72h
Urée	Urines des 24h	Impossible
	Urines de miction	Impossible

Bandelette urinaire : sur urines non centrifugées durant 2H après le prélèvement.

1.3. Examens sur LCR

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Glucose	LCR	Impossible
Protides	LCR	72h
AFP	LCR	48h

	DELAI D'AJOUT D'UN EXAMEN	Réf.: M1-FT-ORAL-01 – V21
---	----------------------------------	---------------------------

1.4. Examens pédiatriques sur plasma hépariné

Uniquement si microgodets avec parafilm ou godets bouchés !

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Ca	Plasma hépariné	3h
CRP	Plasma hépariné	3h
Autres paramètres	Plasma hépariné	Impossible

1.5. Examens sur ponctions : Utiliser les délais des prélèvements sanguins

2. EXAMENS D'HEMATOLOGIE

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Tous les paramètres du bilan NFS et réticulocytes sauf Formule sanguine optique	Sang total EDTA	24h
Formule optique	Sang total EDTA	4h
Schizocytes	Sang total EDTA	4h
VS	Sang total EDTA	24h (sur numération)

3. EXAMENS D'HEMOSTASE

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse (tube centrifugé)
DDimères/Fibrinogène	Plasma citraté	24h
TP/INR seul (sans dosage de facteurs de la coagulation)	Plasma citraté	24h
TCA sans HNF (Héparine sodique, Calciparine) et sans dosages des facteurs de coagulation	Plasma citraté	6h
Anti-Xa HBPM (Lovenox, Inohép, Fragmine, Fraxiparine, Fraxodi)	Plasma citraté	6h
Anti-Xa HNF (Héparine sodique, Calciparine),	Plasma citraté	2h
ORGARAN, AOD (Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran)	Plasma citraté	4h
Toutes les autres analyses d'hémostase	Plasma citraté	4h

	DELAI D'AJOUT D'UN EXAMEN	Réf.: M1-FT-ORAL-01 – V21
---	----------------------------------	---------------------------

4. EXAMENS D'IMMUNOLOGIE

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Electrophorèse des protides	Sérum	- 10 jours à +4°C maximum - 1 mois sur sérum congelé dans les 8 heures
Immunofixation des protides	Sérum	- 7 jours à +4°C - 1 mois sur sérum congelé
Immunofixation des protéines urinaires	Echantillon d'urines ou urines de 24H	- 7 jours à +4°C - 1 mois sur urines congelées
Electrophorèse de l'hémoglobine	Sang total EDTA	- 7 jours à +4°C
HbA1c	Sang total EDTA	- 18h à température ambiante - 7 jours à +4°C

5. EXAMENS D'IMMUNO-HEMATOLOGIE

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Groupe + phénotype Test de Coombs direct	Tube EDTA	48h
RAI	Plasma EDTA	48h

En cas d'absence de tube d'IH récent, un tube de NF (ceux-ci n'étant conservé que 24h) pourra être utilisé.

6. EXAMENS DE MICROBIOLOGIE

Nom Analyse	Echantillon biologique	Délai d'ajout d'analyse
Pas d'ajout d'examen/analyse, sauf dérogation après accord d'un biologiste.		

7. EXAMENS DE GAZ DU SANG

Tous les paramètres sont systématiquement réalisés par l'automate. Les paramètres non prescrits initialement peuvent être émis depuis l'automate vers le SIL.

8. EXAMENS SUR VIDAS

Code Inlog Bilan	Code Inlog Isolé	Libellé examen	Echantillon biologique	Délai d'ajout de l'examen (tube centrifugé)
/	AMH	AMH	Sérum	5j
/	ATG	ATG	Sérum	7j
/	ATPO	ATPO	Sérum	7j
EBV	EBNA	EBNA*	Sérum	5j
HAV	HAVM	HAVM*	Sérum	7j
EBV	VGAG	VCAG*	Sérum	5j
EBV	VCAM	VCAM*	Sérum	2j