

Année

Date de prél.

Heure de prél.

☐ URGENT cocher la case, surligner le libellé des ex. urgents☒ 2 0 ☐ ☐☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16
☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 ☐ 24 ☐ 25 ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 jour
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 mois☐ 00 ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11
☐ 12 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 23 heures
☐ 00 ☐ 05 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 45 ☐ 50 ☐ 55 minutes☐ BLOC / Post-BLOC ☐ DIALYSE
☐ pas de traitement**TRAITEMENT**

- ☐
- Antivitamines K
-
- ☐
- Héparine IV
-
- ☐
- Calciparine
-
- ☐
- HBPM
-
- ☐
- Calci + AVK / Calci + relais AVK
-
- ☐
- Héparine IV + AVK / Hép + relais AVK
-
- ☐
- HBPM + AVK / HBPM + relais AVK
-
- ☐
- Arixtra + AVK / Arixtra + relais AVK
-
- ☐
- Apixaban/ELIQUIS
- ☐
- Arixtra
-
- ☐
- Dabigatran/PRADAXA
- ☐
- Orgaran
-
- ☐
- Rivaroxaban/XARELTO

HEMOSTASE**Tel : 7070**

prélever un tube neutre avant : 1 vacu 1.8 ml bouchon bleu (citrate)

- ☐
- DDI(exclusion thromboses)
- ☐
- DDI(recherche de CIVD)
-
- ☐
- TP / INR
- ☐
- Anti Xa Héparine
-
- ☐
- TCA
- ☐
- Anti Xa HBPM
-
- ☐
- Fibrinogène
- ☐
- Anti Xa Orgaran
-
- ☐
- F. II, V, VII, X
- Prélever 4h après la dernière injection*
-
- ☐
- Fact. V
- ☐
- Anti Xa Apixaban/ELIQUIS
-
- ☐
- F.VIII, IX, XI, XII
- ☐
- Anti IIa Dabigatran/PRADAXA
-
- ☐
- Antithrombine
- ☐
- Anti Xa Rivaroxaban/XARELTO
-
- 2 tubes bouchon bleu et 1 tube bouchon jaune**
-
- ☐
- Bilan recherche ACC (ACC type lupique, Ac Anti cardiolipine, Ac Anti bêta 2GP)

HEMATOLOGIE TEL : 6070

1 vacu 2ml bouchon violet clair (EDTA)

1 vacu 1.8 ml bouchon bleu (citrate)

1 vacu 2ml bouchon violet clair (EDTA)

- ☐
- NFS plaquettes
-
- ☐
- NFS réticulocytes
-
- ☐
- Recherche Schizocytes

+
1 vacu 2ml bouchon violet clair (EDTA)
☐ Plaquettes sur citrate + NFS Plaquettes☐ VSChimiothérapie ☐ OUI ☐ NON

GAZ DU SANG : demande spéciale

BIOCHIMIE**Tel : 6088**

1 vacu 4.0 ml bouchon vert (héparine lithium)

Profils**Analyses isolées**

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ☐ Iono (Na, K, Cl, RA) | ☐ Urée | ☐ Glycémie | ☐ Lipase | ☐ NT pro BNP |
| ☐ PC (Iono, U, G, Pt, Créat) | ☐ Créatinine | ☐ Calcium | ☐ Amylase | ☐ Troponine I HS |
| ☐ PR (PC + Ca, Mg, P) | ☐ Phosphore | ☐ Magnésium | ☐ Transaminases | ☐ Ac. Urrique |
| ☐ BH (Bili, Transa, P. alc, Pt, GGT) | ☐ Protides plasm. | ☐ Albumine | ☐ CK | ☐ Cholestérol |
| ☐ Fer + Transferrine + | ☐ Bili tot. | ☐ Bili tot, lib, conj | ☐ Gamma GT | ☐ Triglycérides |
| Coeff de saturation de la transferrine | ☐ CRP | ☐ Procalcitonine | ☐ LDH | ☐ DFG (CKD-EPI) |
| ☐ Bilan lipidique (chol. + trigly. + HDL) | ☐ Ferritine | ☐ Ph. alcalines | ☐ Clairance Cockcroft | |
- ☐ Glycémie post-prandiale *poids du patient.....kg*

Tous les examens grisés sont réalisables en procédure dégradée

Renseignements cliniques

Motif de la demande

Suspicion CIVD
Pré-opératoire
Post-blocAplasie
Chimio
ThromboseDéficit immunitaire
Ictère
TraumatismeHémorragie
Déshydratation
DiabèteGrossesse
GEU
PerfusionCADRE RESERVE
A L'IMM
A RCP CURIE
ETIQUETTECADRE RESERVE
A CURIE
(Services de soin)
ETIQUETTENOM ET SIGNATURE
PRESCRIPTEURNOM ET SIGNATURE
PRELEVEUR

☐ A1C (hémoglobine glyquée) ☐ Electrophorèse de l'hémoglobine 1 vacu 4 ml violet foncé (EDTA)

1 vacu 5 ml bouchon jaune (gel)

TEL : 01 56 61 60 88

PROTEINES SPECIFIQUES

- ☐ Electrophorèse des protides ☐ Haptoglobine-Orosomucoïde
☐ Immunofixation ☐ Pré-albumine
☐ GAM (IgG, IgA, IgM) ☐ Béta 2 microglobuline (sang)

VITAMINES

- ☐ VIT B9 ☐ VIT B12 ☐ Vit D (25OH D2D3)

SEROLOGIE

- ☐ Hépatite B (Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc) ☐ Hépatite C ☐ Rubéole (IgG)
☐ AgHBs (Antigène HBs) ☐ HIV (sérologie HIV 1+2) ☐ CMV Séro (IgG, IgM)
☐ AcHBs (Anticorps anti HBs) ☐ Toxoplasmose Sérologie (IgG, IgM) ☐ Sérologie COVID
☐ AcHBc (Anticorps anti HBc) ☐ Syphilis (BW) dépistage (Pour le suivi : FOR 11 (Ex. sous traités))
☐ HAV IgM ☐ HAV Ig totales ☐ EBV

MARQUEURS

- ☐ PSA total ☐ CA 125 ☐ ACE
☐ PSA tot. + libre ☐ CA 15-3 ☐ SCC
☐ Alpha foeto protéine ☐ CA 19-9

HORMONOLOGIE

- ☐ Bilan thyroïdien (T4L, TSH) ☐ Bilan PMA (LH, E2, PG) ☐ LH
☐ TSH ☐ Prolactine ☐ Estradiol
☐ T4 libre ☐ FSH ☐ Progestérone
☐ T3 libre ☐ Béta hCG (Dg grossesse) ☐ PTH
☐ Cortisol (prélèvement 8H) ☐ Cortisol (prélèvement 16 H) ☐ Test au synacthène
☐ AMH ☐ Ac anti thyroglobuline (Ac anti TG) ☐ Ac anti thyroperoxydase (Ac anti TPO)

Acheminer les 2 tubes ensemble
noter les temps T0 et T1

BIOCHIMIE DES URINES

1 vacu 6ml bouchon beige (sans additif)

DIURESE DES 24 H : noter le volume

- ☐ cocher si volume partiel
- | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7 | ☐ 8 | ☐ 9 | l |
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7 | ☐ 8 | ☐ 9 | dl |
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7 | ☐ 8 | ☐ 9 | cl |
| ☐ 0 | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7 | ☐ 8 | ☐ 9 | ml |

Pour clairance créatinine prélever une créatinine sanguine

- ☐ Iono + Urée urinaire ☐ Ac urique urinaire ☐ Clairance créatinine ☐ Bence-Jones
☐ Créatinine urinaire ☐ Nitrites urinaires
☐ Calcium urinaire ☐ Glucose urinaire ☐ Recherche sang dans les urines
☐ Phosphore urinaire ☐ Protides urinaires ☐ Acétone ☐ Microalbuminurie
☐ pH urinaire ☐ Taux de réabsorption du phosphore

Utiliser le formulaire FOR 11 : Examens externalisés
Autres Examens ou Renseignements Complémentaires :

Tous les examens grisés sont réalisables en procédure dégradée, le HIV uniquement pour les AES