

- MIDAS J1 (3 jaunes, 1 violet clair, 1vert, 2 beige)
 MIDAS J8 J15 (1 violet clair, 1vert)

ATTENTION Les examens facultatifs sont à cocher à part (HCG, TSH, Troponine, NTpro BNP...)

PROTEINES SPECIFIQUES TEL : 01 56 61 60 88

1 tube 5 ml bouchon jaune (gel)

- Electrophorèse des protides Haptoglobine Bilan nutritionnel (Alb, Pré alb, P, Mg, CRP)
 Immunofixation Immunofixation (suivi myélome) + 1 tube bouchon vert 4 ml
 Dosage pondéral des Ig (IgG, IgA, IgM) Troponine T (pour la Rech.Clinique)*
 Profil gammopathie (Electrophorèse prot., Immunofixation, B2microglobuline, Chaînes légères libres kappa et lambda*)
VITAMINES VIT B9 (folates) VIT B12 Vit D (25OH D2D3)

SEROLOGIE

- HIV (sérologie HIV 1+2) AES patient source (HIV, HCV, HBV)
 Hépatite B (Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc) tel du medecin prescripteur :.....*
 AcHBc AcHBs AgHBs Bilan précytaphérese / CECOS (HIV, HCV, HBV, syphilis, HTLV)
 Hépatite C Sérologie syphilis dépistage. Pour le suivi, utiliser le FOR 11
 Hépatite A (IgG totales) Hépatite A (Ig M) Charge virale hépatite B (VHB) >>> 1 tube 7ml bouchon nacré
 CMV Sérologie (IgG, IgM) Charge virale hépatite C (VHC) >>> 1 tube 7ml bouchon nacré
 Toxoplasmose(IgG,IgM) EBV Rubéole sérologie IgG Sérologie COVID Charge virale HIV1 ARN >>> 1 tube 7ml bouchon nacré

MARQUEURS TUMORAUX

- PSA total CA 125 AFP HCG marqueur tumoral* HCG marqueur tumoral urgent*
 PSA total + libre CA 15-3 HCG marqueur tumoral* HCG marqueur tumoral urgent*
 ACE CA 19-9 Sous unité beta HCG libre*
 CYFRA 21 NSE* SCC
 Chromogranine A*

HORMONOLOGIE

- Bilan thyroïdien (thyroxine libre(T4L),TSH) T3 libre PTH AMH
 HCG (Dg grossesse) Prolactine Progesterone
 Profil ménopause/fertilité (FSH, LH, E2) Profil Hormonal masculin (FSH, LH, Testosterone) *
 Cortisol matin Test au synacthène (Acheminer les 2 tubes ensemble, noter les temps T0 et T1)
 Cortisol après-midi Ac anti thyroglobuline Ac anti TPO

BIOCHIMIE DES URINES

1 vacu 7 ml bouchon beige (sans additif)

DIURÈSE DES 24 H : noter le volume.....L/24h cocher si volume partiel

Pour clairance créatinine prélever une créatinine sanguine

- Iono + Urée urinaire Ac urique urinaire Clairance créatinine Bence-Jones
 Créatinine urinaire Taux de réabsorption du phosphore
 Calcium urinaire Glucose urinaire Recherche sang dans les urines
 Phosphore urinaire Protides urinaires Microalbuminurie
 Bilan glomérulaire et tubulaire (iono ur., glycosurie, prot. ur., micoalb, TRP)

LCR UNIQUEMENT (tube cristal)

- LCR (glucose + protides)
 LCR (CYFRA 21)*
 LCR (AFP)*
 LCR (HCG) *
 LCR (methotrexate)

AUTRES LIQUIDES DE PONCTION (1 vacu 5ml bouchon rouge ou 1 pot rouge)

1) Cocher la nature de prélèvement

2) Cocher les examens de la ponction

- | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Liq articulaire | <input type="checkbox"/> Drain | <input type="checkbox"/> Glucose | <input type="checkbox"/> Lipase |
| <input type="checkbox"/> Liq pleural | <input type="checkbox"/> Autre | <input type="checkbox"/> Protide | <input type="checkbox"/> Bilirubine |
| <input type="checkbox"/> Lame | <input type="checkbox"/> Redon | <input type="checkbox"/> Iono (Na, K) | <input type="checkbox"/> LDH |
| <input type="checkbox"/> Liq péritonéal | <input type="checkbox"/> Ascite | <input type="checkbox"/> Urée | <input type="checkbox"/> Créatinine |
| | | <input type="checkbox"/> Amylase | |

Tous les examens grisés sont réalisables en procédure dégradée, le HIV uniquement pour les AES

Si examen suivi d'un * prélever un tube supplémentaire

Autres examens ou renseignements complémentaires :